



FICHE TECHNIQUE

IMPECA ARGENTERIE, CUIVRE, ETAIN, INOX

Tube de pâte 100 ml

DOMAINE D'APPLICATION & CARACTERISTIQUES :

Les objets en métal précieux demandent un soin très attentif. Leur valeur est précieuse à tout point de vue et vous voulez les garder en parfait état le plus longtemps possible dans toute leur beauté et leur éclat. Le nettoyant Impeca a été conçu spécialement pour cet usage. La pâte Impeca, grâce à ces composants très fins ne raye pas la surface traitée, élimine la rouille, protège de l'humidité et de la corrosion et assure à vos objets une brillance durable.

ASPECT : Pâte rose, odeur légèrement ammoniaquée.

COMPOSITION :

Contient moins de 10 % de Naphta hydrotraité.

UTILISATION :

Déposer un peu de pâte sur un chiffon.

Enduisez votre objet d'une fine pellicule de pâte en insistant sur les parties tachées, rouillées ou oxydées. Frottez et rincez.

Essuyer et faite briller avec un chiffon doux.

Bien refermer le tube après usage et le replacer dans son étui d'origine.

Notre conseil pratique :

Pour faire briller vos objets en métal ciselé, utilisez une brosse douce.

PRECAUTION D'EMPLOI :

S'assurer de la compatibilité du produit avec la surface à nettoyer.

Utiliser éventuellement des gants de ménage.

- conserver hors de la portée des enfants
- Eviter le contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.
- Conserver à l'écart dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur.

CONDITIONNEMENT :

Tube 100ml

12 unités par carton

240 cartons par palette

Gencod : 3153020090180

Nos produits ne sont pas testés sur les animaux